

- Käytettäessä sidosaineita, sylkikontaminaatio heikentää dentiinisidosta.
- Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta tuote-etiketistä.
- Käyttöturvallisuustiedote toimittetaan pyynnöstä.
- Katso käyttöturvallisuustiedote www.Bisco.com

HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ

- Vaikka täyte saattaa vaikuttaa sieältää ja kiilotetulta heti paikkauksen jälkeen, sen päällä on happi-inhibitorros, joka täytyy poistaa (viimeistellä kiekollaa jät/tai kiilottustahnalla jne.) jotta paikka ei värjäytyisi.

KÄYTTÖOHJEET

- Valitse sopiva **ÆLITEFLO** -sävy.
- Poista ruiskun korkki ja kiinnitä neulakärki tukevasti.
- Tarkista, että kaviiteetti on puhdistettu riittäväin hyvin käytettävän sidostusjärjestelmän käyttöohjeiden mukaisesti.
- Käytä sidosainetta valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
- Käytä aikaisemmin valitsemaasi värisävyä. Vie yhdistelmämuovia preparoituiun kaviiteetin 1–2 mm:n kerroksina.
- Valokoveta jokaista lisättyä kerrosta 20 sekuntia. Jatka kerrosten lisäämistä, kunnes kaviiteeti on täynnä kaviiteetin pintarajaan asti.
- Viimeisteile ja kiillota.

HYGIENIA: Aseta luer-lock korkki uudestaan paikolleen. Yleisesti saatavilla olevien suojapussien käyttäminen on suositeltavaa, jotta ruiskut eivät kontaminoidu hoidon aikana.

HÄVITÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.

SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20 °C/68°F – 25 °C/77 °F).

TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvattulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on määrätä ennen käyttöä tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

*ÆLITEFLO on BISCO, Inc:n tavaramerkki.

^ Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

NL

ÆLITEFLO™* Microhybride composiet met lage modulus

ALGEMENE INFORMATIE

ÆLITEFLO is een lichthardende, hooggevuilde microhybride composiet met een lage elasticiteitsmodulus. Hoewel **ÆLITEFLO** vloeibaar is, voorkomen de eigenschappen dat het composiet indijkt, waardoor betere controle op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk is. Met behulp van de meegeleverde tips kan **ÆLITEFLO** eenvoudig en rechtstreeks in de cavitetspreparatie worden geïnjecteerd en zelfs met de tip zelf worden gevormd.

De elasticiteitsmodulus' van dentine is ongeveer 18 GPa, terwijl die van **ÆLITEFLO** <6 GPa is, waardoor dit materiaal een grotere elasticiteit heeft. Dankzij deze elasticiteit kan **ÆLITEFLO** 'met de tand mee buigen', wat tot een betere retentie leidt. Dit is vooral van belang bij de restauratie van een gebit met meerdere abfractionlaesies, waarbij met een hooggevuilde, stug composiet uiteindelijk geen goede resultaten worden bereikt.

Indicates voor gebruik:

De voornaamste toepassingen van **ÆLITEFLO** zijn:

Klasse V
Klasse III
Restauraties van buccale pits
Kleine, niet-spanningdragende klasse IV
Porselein-veneraanhchting
Preventieve hars voor volwassenen
Spalken - tanden onderling cementeren
Kleine opbouw
Reparatie van marginale defecten
Melkgebit klasse I of klasse II

De secundaire toepassingen van **ÆLITEFLO** zijn:

Caviteitlak (klasse I of klasse II)
Pit- en fissuursealant

Waarschuwingen:

• Indien het product per ongeluk in het oog spat, spoelt u het oog met ruime hoeveelheden water en roept u onmiddellijk medische hulp in. In geval van contact met andere weefsels moet u de contactplaatsen onmiddellijk gedurende enkele minuten met veel water afspoelen.

Waarschuwingen:

Kruisbesmettingen:

- Product kan onderdelen bevatten die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik. Voer gebruikte of besmette tips af. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.
- Gebruik van algemeen verkrijgbare hygiënische beschermende afdekmiddelen om contaminatie van spuiten tijdens de behandeling te voorkomen, wordt aanbevolen. Als de spuit vervuild raakt, weggooiën. Niet reinigen of desinfecteren.

Voorzorgsmaatregelen:

- Vermijd contact met de huid; niet-gepolymeriseerd (meth)acrylaat hars kan huidirritatie veroorzaken bij vatbare personen. In geval van contact, was de huid met zeep en water.
- Bij gebruik van dentale adhesieven zal contaminatie met speeksel de hechting aan dentine ernstig belemmeren.
- Zie het etiket van de afzonderlijke componenten voor de specifieke uiterste gebruiksdtum.
- Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com

NUTTIGE TIPS

- Hoewel de restauratie er direct na het aanbrengen en met licht uitharden glad en gepolijst uit kan zien, is er een door zuurstof gehinbeerde laag aanwezig; deze moet worden verwijderd (afwerking met schijffens en/of polijstpasta, enz.) om verkleuring te voorkomen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Kies voorafgaand aan de isolatie de juiste tint **ÆLITEFLO**.
- Verwijder de dop van de gekozen spuit en zet een naaldtip stevig vast op de spuit.
- Zorg dat de cavitiet goed wordt gereinigd in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van het te gebruiken bondingsysteem.
- Breng een adhesief aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Plaats composiet met de eerder gekozen tint in lagen van 1-2 mm in de cavitetspreparatie.
- Laat elke laag 20 seconden met licht uitharden. Bouw zo laag voor laag op totdat de cavitetspreparatie tot aan de marge van het cavitetsoppervlak gevuld is.
- Ga verder met afwerken en polijsten.

HYGIËNE: Plaats de luer lock dop terug op de spuit. Het gebruik van een hygiënische beschermhoes ter voorkoming van besmetting van de spuitjes gedurende de behandeling wordt geadviseerd.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

OPSLAG: Op kamertemperatuur bewaren (20 °C/68 °F – 25 °C/77 °F).

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband daarmee.

* ÆLITEFLO is een handelsmerk van BISCO, Inc.

^ Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

NO

ÆLITEFLO™* Lavmoduls mikrohybridkompositt

GENERELL INFORMASJON

ÆLITEFLO er en lysherdende, svært fylt mikrohybridkompositt med lav elastisitetsmodul. Selv om **ÆLITEFLO** er flytbar, har den egenskaper som forhindrer kollaps for bedre kontroll i områder med vanskelig tilgang. Ved hjelp av de medfølgende spissene kan **ÆLITEFLO** enkelt injiseres direkte i den klargjorte kaviteten og til og med formes med selve spissen.

Den elastiske modulen' av dentin er ca. 18 GPa mens **ÆLITEFLO** er <6 GPa, som øker de elastiske egenskapene. Disse elastiske egenskapene gjør at **ÆLITEFLO** kan "bøyes med tannen" for bedre retensjon. Dette er spesielt viktig for å reponere tannsettet til en pasienten med flere abfraksjonslesjoner, der en svært fylt stiv kompositt til slutt kan svikte.

Indikasjoner for bruk:

De viktigste bruksområdene for **ÆLITEFLO** er:

Klasse V
Klasse III
Reponering av bukkale groper
Små Fissurforsegling
Klasse IV
Porselensreparasjon
Sementerig av laminater
Foring / Liner
Støtte – sementere tann til tann
Splinting
Små oppbygninger av f. ecks. konus
Små reparasjoner

De sekundære bruksområdene for **ÆLITEFLO** er:

Kavitetforing (klasse I eller klasse II)
Fissurforsegling

Advarsler:

- Om middelet ved et uhell sprutes i øyet, skyll det med rikelig vann og oppsøk medisinsk tilsyn øyeblikkelig. Ved kontakt med annet vev, skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann i flere minutter.

Advarsel:

- Krysskontaminering:
 - Produktet kan inneholde elementer som er ment til engangs bruk. Kast brukte eller kontaminerte spisser. Ikke rengjør, desinfiser eller gjenbruk disse.
- Bruk av vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttende dekning for å unngå forurensning av sprøyter under behandling anbefales. Hvis sprøyten blir forurenset, kast den. Ikke rengjør eller desinfiserer.

Forholdsregler:

- Unngå hud kontakt; Ikke herdet metylmetakrylat kan forårsake allergi hos sensible personer. I tilfelle kontakt, vask huden med såpe og vann.
- Ved bruk av dentale bondingmaterialer kan kontaminering fra spytt kraftig svekke dentinbonding.
- Se etikettene på de individuelle komponentene for spesifikke utløpsdatoer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig påføresørsel
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com

HJELPSOMME RÅD

- Selv om restaureringen kan virke glatt og polert rett etter plassering og lysherdning, finnes det et oksygenhemmet lag som må fjernes (ferdigstille med skiver og/eller poleringspasta osv.) for å forhindre misfarging.

BRUKSANVISNING

- Før isolering, velg egnet fargenyanse av **ÆLITEFLO**.
- Fjern korken fra den valgte sprøyten og fest en nålespiss godt på.
- Sørgfor atkaviteten er tilfredsstillende rengjort i henhold til bruksanvisningen for bondingsystemet som skal brukes.
- Påfør bondingmaterialet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk tidligere valgte fargenyanse og legg på kompositt i inkrementer på 1–2 mm i den klargjorte kaviteten.
- Lyshet er et fylt til kavitetsoverflatemargen.
- Fortsett med ferdigstilling og polering.

HYGIENE: Sett alltid tilbak luer lock cap. Av hygieniske årsaker anbefaler vi å bruke beskyttelse for å unngå kontaminasjon av sprøyten

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som gjelder foravfallshåndtering.

OPPBEBARING: Oppbevares ved romtemperatur (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).

GARANTIE: BISCO, Inc. tar ansvar for å erstatte produkter som påviselig er mangelfulle. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte og som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er beskrevet. Før det brukes, er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tittenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

* ÆLITEFLO er et varemerke som tilhører BISCO, Inc.

^ Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

PT Compósito Micro-Híbrido de Baixo Módulo de Elasticidade INFORMAÇÕES GERAIS

ÆLITEFLO é um Compósito Micro-Híbrido Fotopolimerizável de elevada carga, com um baiko módulo de elasticidade. Apesar do **ÆLITEFLO** ser fluido, as suas propriedades impedem o escoamento para um melhor controlo em áreas de difícil acesso. Utilizando as pontas fornecidas, **ÆLITEFLO** pode ser facilmente injetado diretamente na preparação da cavidade e até mesmo ser modelado com a própria ponta.

O módulo de elasticidade' da dentina é cerca de 18 GPa ao invés que o do **ÆLITEFLO** tem <6 GPa, o que lhe confere mais características elásticas. Esta propriedade elástica permite que o **ÆLITEFLO** se "curve com o dente", permitindo uma melhor retenção. Isto é especialmente importante na restauração da dentição de um dente com múltiplas lesões de abfração, onde um compósito rígido com elevada carga pode acabar por fracassar.

Indicações de utilização:

As principais utilizações do **ÆLITEFLO** são:

Classe V
Classe III
Restaurações de sulcos vestibulares
Pequenas Classe IV sem stress de sustentação
Adesão de Facetas em Porcelana
Resina preventiva em adultos
Férula (de estabilização) - Fixação/mobilização dente a dente
Reconstrução de pequenos Falsos Cotos
Reparação de defeitos marginais
Classe I ou Classe II em dentes deciduos

As utilizações secundárias do **ÆLITEFLO** são:
Liner/Protector de Cavidades (Classe I ou Classe II)
Selante de Sulcos e Fissuras

Advertências:

- Se entrar acidentalmente em contacto com os olhos, lave com quantidades abundantes de água e obtenha cuidados médicos imediatamente. Em caso de contacto com outros tecidos, enxague imediatamente com bastante água e por vários minutos.

Cuidados:

Contaminação cruzada:

- O produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine as pontas gastas ou contaminadas. Não limpe, desinfete nem reutilize.
- Recomenda-se a utilização de proteção higiénica disponível, para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento. Se a seringa ficar contaminada, deite fora. Não limpe nem desinfete.

Precauções:

- Evite o contacto com a pele, resinas não polimerizadas de (met)acrilato podem causar sensibilidade cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contacto, lave a pele com sabão e água.
- Ao utilizar adesivos dentários, a contaminação por saliva e fluidos orais comprometerá gravemente a adesão à dentina.
- Consulte os rótulos individuais de cada componente para obter os prazos de validade específicos.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Ficha de Dados de Segurança disponível em www.Bisco.com.

SUGESTÕES ÚTEIS

- Embora a restauração possa parecer lisa e polida imediatamente após ter sido colocada e fotopolimerizada, existe uma camada inibidora de oxigénio, que deve ser removida (acabamento com discos e/ou pasta de polimento, etc.) para prevenir o aparecimento de manchas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes do isolamento, escolha a cor adequada de **ÆLITEFLO**.
- Retire a tampa da seringa escolhida e conecte a ponta da agulha de forma segura.
- Certifique-se que a cavidade está adequadamente limpa em conformidade com as instruções de utilização do sistema de adesão a ser utilizado.
- Aplique um adesivo segundo as instruções do fabricante.
- Com a cor previamente selecionada, coloque incrementos de 1 a 2 mm do compósito na preparação da cavidade.
- Fotopolimerize cada incremento durante 20 segundos. Continue a reconstrução por incrementos até a preparação da cavidade estar preenchida até à margem cavo-superficial.
- Prossiga com o acabamento e o polimento.

HYGIENE: Volte a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se a utilização de protectores de plástico para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento.

ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as regulamentações nacionais ouregionais relacionadas com os resíduos.

CONSERVAÇÃO: Conserve à temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade pela troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, directos ou indirectos, provenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.

* ÆLITEFLO é uma marca comercial da BISCO, Inc.

^ Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

GR ÆLITEFLO™* Μικροϋβριδική ρητίνη με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το **ÆLITEFLO** είναι μία μικροϋβριδική σύνθετη ρητίνη, υψηλής ενίσχυσης, φωτοπολυμεριζόμενη, με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας. Παρότι το **ÆLITEFLO** είναι ελεγχόμενη ροή και διεισδυτική ιδιότητα, επιτρέπει την διεισδυτικότητα στη χρήση. Χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα ράγνη, μπορείτε να εγχείσετε εύκολα το **ÆLITEFLO** απευθείας μέσα στην παρασκευή της κοιλότητας και να το δώσετε σχήμα με το ίδιο το ράγνη.

Ο συντελεστής ελαστικότητας' της οδοντικής είναι περίπου 18 GPa, ενώ του **ÆLITEFLO** είναι <6 GPa, παρέχοντάς το πιο ελαστικά χαρακτηριστικά. Αυτή η ελαστική ιδιότητα επιτρέπει στο **ÆLITEFLO** να «εμφράξει στο δόντι», οδηγώντας σε καλύτερη συγκράτηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αποκαταστάσεις, όπου μία σκληρή ρητίνη, υψηλής ενίσχυσης, μπορεί τελικά να αστοχήσει.

Ενδείξεις χρήσης:

Οι βασικές χρήσεις του **ÆLITEFLO** είναι οι εξής:

Αποκαταστάσεις V Ομάδας

III Ομάδας

Αποκαταστάσεις μικρών παρεϊσικών εμφράξεων

Μικρές αποκαταστάσεις IV ομάδας

Συγκόλληση όψης πορσελάνης

Προληπτικές αποκαταστάσεις

Συγκράτηση σε ναρθηκοποιήσεις

Μικρή κατασκευή κολοβώματος

Προσωρινά Ομάδας I ή II

Οι δευτερεύουσες χρήσεις του **ÆLITEFLO** είναι οι εξής:

Ουδέτερο στρώμα σε αποκαταστάσεις ομάδας I II

Υλικό εμφράξης οπών και σχισμών

Προειδοποιήσεις:

- Εάν εκτιναχθεί τυχαία στο μάτι., ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με άλλους ιστούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για μερικά λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Κίνδυνος επιμόλυνσης :

- Το προϊόν μπορεί να περιέχει είδη μίας χρήσης. Πετάξτε τα χρησιμοποιημένα άκρα. Μη τα καθαρίζετε ή τα απολυμαίνετε ή τα ξαναχρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιήστε καλύμματα μίας χρήσης για να προστατεύσετε τις σύριγγες και να αποφύγετε τη μετάδοση μικροβίων. Αν οι σύριγγες επιμολυνθούν πετάξτε τις. Με τις απολυμάνετε ή τις καθαρίσετε.

Προφυλάξεις:

- Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, οι μη πολυμερισμένες θερμοκραλικές ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία σε ορισμένα άτομα. Σε περίπτωση επαφής πλύνετε πολύ καλά την περιοχή με σαπούνι και νερό.
- Κατά τη χρήση οδοντικών συγκαλλήνων υλικών, η επιμόλυνση με σάλιο θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη σύνδεση με την οδοντίη.
- Δείτε τις μεμονωμένες ετικέτες των στοιχείων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.
- Δελτιοδεδωμένα ασφαλείαπαρέχειαορισμέναζητήθει.
- Τα δεδομένα ασφαλείας (safety data sheet) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.Bisco.com

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Παρότι η αποκατάσταση μπορεί να φαίνεται ομαλή και στιλβωμένη αμέσως μετά από την τοποθέτηση και τον φωτοπολυμερισμό, υπάρχει ένα στρώμα αναστολής οξυγόνου και πρέπει να αφαιρεθεί (φινίρισμα με δίσκους και πάστα στιλβωσης, κ.λπ.) για να αποτραπεί τυχόν δυσχρωμία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν από την απόμυνση, επιλέξτε την κατάλληλη απόχρωση **ÆLITEFLO**.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα από την επιλεγμένη σύριγγα και προσαρτήστε σταθερά ένα ράγνη βελόνας.
- Να είστε βέβαιοι ότι η κοιλότητα έχει καθαριστεί επαρκώς σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του συστήματος συγκόλλησης που θα χρησιμοποιηθεί.
- Απλώστε συγκολλητικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιώντας την απόχρωση που είχατε επιλέξει προηγουμένως, τοποθετήστε τη ρητίνη σε στρώματα του 1-2 mm.
- Φωτοπολυμερίστε κάθε πρόσθετο στρώμα για 20 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε ανά στρώματα, μέχρι να ολοκληρώσετε την αποκατάσταση.
- Προχωρήστε στο φινίρισμα και τη στιλβωση.

ΥΓΙΕΙΝΗ: Συνακλείστε προσεκτικά τις σύριγγες τύπου "luer". Καλύμματα μίας χρήσης μπορούν να σας βοηθήσουν στον έλεγχο της μόλυνσης των συριγγών.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητας σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στις εθνικές περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).

ΕΓΓΥΗΞΗ: Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδεχθούν ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για αποδοχήπότε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, που προκύπτουν από τη χρήση ή ανακόντσητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετικά με το παρόν.

* To ÆLITEFLO είναι copyright σήμα της BISCO, Inc.

^ Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

RU ÆLITEFLO™* Низкомолекулярный Микрогбридный Композит ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÆLITEFLO – свето-отверждаемый, высоко наполненный микрогбридный композит с низким модулем эластичности. Несмотря на то, что **ÆLITEFLO** текучий композит, его физические свойства позволяют использовать материалы для лучшего контроля в труднодоступных областях. **ÆLITEFLO** может легко быть внесен прямо в препаровку и даже может быть сформирован непосредственно кончиком кавкули.

Модуль эластичности дентина' составляет примерно 18 GPa, в то время как **ÆLITEFLO** <6 GPa, создавая более эластичные характеристики. Эластичные свойства позволяют **ÆLITEFLO** "гнуться вместе с зубом", что создаёт лучшую ретенцию. Это особенно важно при реставрации у пациента с множественными поражениями в результате абфракции, где использование высоко насыщенного композита приведет, в конечном счете, к неудаче.

Показания для использования:

Основными случаями использования **ÆLITEFLO** являются:

Класс V

Класс III

Реставрация буккальных ямок

Небольшие полости IV Класса, не несущие нагрузки

Бондинг фарфоровых облицовок

Профилактическая смола для взрослых

Шинирование – цементация зуба к зубу

Формирование небольших культи

Починка дефектных краев

Молочные зубы I и II класса

Вторичные случаи применения **ÆLITEFLO:**

Выстилка полости (Класс I или Класс II)

Герметизация ямок и фиссур

Предупреждение:

- При случайном попадании в глаз, промойте обильным количеством воды и сразу обратитесь к врачу. В случае контакта с другими тканями, сразу смойте большим количеством воды в течение нескольких минут.

Предупреждение:

Перекрестное загрязнение: